

PROMO

ESACROM
electronics and medical devices

Esacrom è al tuo fianco... sempre!

NUOVA OFFERTA

BMS IMPLANT II

NON SOLO IMPLANTOLOGIA



DOTAZIONE

- Micromotore brushless
- Asta per supporto fisiologica
- 1 supporti manipolo
- Tray steryl
- Pedale pneumatico
- Cavo alimentazione
- 1 deflussore
- Valigia morbida
- Manipolo contrangolo 20:1

CARATTERISTICHE

- Controllo di coppia costante
- Impostazione torque in Ncm (5-77 per implantologia, 1-10 per endodonzia)
- **Autoreverse**
- Tecnica reciprocante (**Cw/Ccw**)
- Funzione **Go & Stop**
- Possibilità di utilizzare manipoli in riduzione o moltiplicazione
- **50 programmi** personalizzabili suddivisi in 5 funzioni (Foratura, Alesatura, Protesi, Endo, Implantologia)

a **€ 204,00*** al mese
pagabili in **12 comode rate a INTERESSI ZERO!**

Formula applicabile con addebito bancario BCC Lease

*Importi esclusi IVA

Offerta valida dal 01/11/2020 al 30/12/2020

www.esacrom.com